


Spital:					VISIOFOCUS				Vergleichsthermometer						Notizen
Messungen durchgeführt durch:					Bitte min. 2 Messungen machen				Messung mit Ohrthermometer		Axilläre Messung		Interne Sonde		
					Messung durchgeführt mit der Option "Gesicht" des Visiofocus Referenzeinstellung angeben <input type="checkbox"/> oral <input type="checkbox"/> axillär <input type="checkbox"/> rectal				Thermometertyp und Marke		Thermometertyp und Marke		Sondentyp und Marke		
Jahr: 2014 Monat: Fortlaufende Nummer Patientenangaben 					In der Mitte der Stirn Falls es nicht möglich ist, die Temperatur an der Stirn zu messen (bei starkem Schwitzen, O2 Masken, bei schlechter Durchblutung bei alten Patienten oder anderen Gründen), sollte die Messung auf den Augen durchgeführt werden. Alternative Messung auf dem Augenlid 2 aufeinanderfolgende Messungen auf das geschlossene Augenlid oder das offene Auge. Das Licht (LED) ist ungefährlich: es ist KEIN Laser.				2 aufeinanderfolgende Ohrmessungen (wenn möglich, einmal linkes und einmal rechtes Ohr)		2 aufeinanderfolgende axilläre Messungen (wenn möglich in linker und rechter Achsel)				z.B.: starkes Schwitzen, Tragen von O2-Maske, Sinusitis, weinendes Kind, Therapie etc.
									mitten auf der Stirn		Augenlid geschlossen oder Augen offen		Ohrmessung		
Tag	Zeit	Inizialen	Jahrgang	M/F	1.Messung	2.Messung	links	rechts	links	rechts	links	rechts	Temp am Platz der Sonde	Note	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															